

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «КАССИС» (ООО Фирма «КАССИС»)

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 16.01.2003, ОГРН: 1037739115875

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 127273 Россия, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2, телефон: +7(499) 995-07-42

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Пишняк Елены Дмитриевны

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация) заявляет, что Брекеты и приспособления для формирования ортодонтических аппаратов в наборах и отдельных упаковках, с принадлежностями: (согласно РУ № РЗН 2016/4308 от 28.07.2016 года)

I. Брекеты и приспособления для формирования ортодонтических аппаратов, с принадлежностями в наборах:

1. Брекеты:

- брекеты «Экспириенс Метал» («Experience Metal») – ТиджиО, металлические, самолигирующие, интерактивные, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Метал» («Experience Metal») – ТиджиО, металлические, самолигирующие, интерактивные, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Метал» («Experience Metal») – ТиджиО, металлические, самолигирующие, интерактивные, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Метал» («Experience Metal») -Рот Тайп, металлические, самолигирующие, интерактивные, без крючка - в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Метал» («Experience Metal») -Рот Тайп, металлические, самолигирующие, интерактивные, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Метал» («Experience Metal») -Рот Тайп, металлические, самолигирующие, интерактивные, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Метал» («Experience Metal») -Экстра Торк, металлические, самолигирующие, интерактивные, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Метал» («Experience Metal») -Экстра Торк, металлические, самолигирующие, интерактивные, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Метал» («Experience Metal») -Экстра Торк, металлические, самолигирующие, интерактивные, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Метал» («Experience Metal») –ЭмБиТи, металлические, самолигирующие, интерактивные, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Метал» («Experience Metal») –ЭмБиТи, металлические, самолигирующие, интерактивные, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Метал» («Experience Metal») –ЭмБиТи, металлические, самолигирующие, интерактивные, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Мини Метал» («Experience Mini Metal») - Рот Тайп, металлические, самолигирующие, интерактивные, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Мини Метал» («Experience Mini Metal») - Рот Тайп, металлические, самолигирующие, интерактивные, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Мини Метал» («Experience Mini Metal») -Рот Тайп, металлические, самолигирующие, интерактивные, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Мини Метал» («Experience Mini Metal») - ЭмБиТи, металлические, самолигирующие, интерактивные, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Мини Метал» («Experience Mini Metal») - ЭмБиТи, металлические, самолигирующие, интерактивные, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Мини Метал» («Experience Mini Metal») - ЭмБиТи, металлические, самолигирующие, интерактивные, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Экспириенс Керамик» («Experience Ceramic») – ТиджиО, керамические, самолигирующие, интерактивные, без крючка – в наборе 16шт. (вид 236330);
- брекеты «Экспириенс Керамик» («Experience Ceramic») – ТиджиО, керамические, самолигирующие, интерактивные, верхняя челюсть, без крючка – в наборе 10шт. (вид 236330);
- брекеты «Экспириенс Керамик» («Experience Ceramic») – ТиджиО, керамические, самолигирующие, интерактивные, нижняя челюсть, без крючка – в наборе 6шт. (вид 236330);



- брекеты «Шик» («Chic») – Рот Тайп, керамические, с крючком на 3,4,5 – в наборе 16шт. (вид 236330);
- брекеты «Шик» («Chic») – Рот Тайп, керамические, без крючка – в наборе 16шт (вид 236330);
- брекеты «Шик» («Chic») – ЭмБиТи, керамические, с крючком на 3 – в наборе 16шт. (вид 236330);
- брекеты «Шик» («Chic») – ЭмБиТи, керамические, с крючком на 3,4,5 – в наборе 16шт. (вид 236330);

- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - Рот Тайп металлические, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - Рот Тайп, металлические, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - Рот Тайп, металлические, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - ЭмБиТи, металлические, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - ЭмБиТи, металлические, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - ЭмБиТи, металлические, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - Рот Тайп, металлические, V-слот, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - Рот Тайп, металлические, V-слот, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - Рот Тайп, металлические, V-слот, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - Рот Тайп, металлические, V-слот ВІ, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - Рот Тайп, металлические, V-слот ВІ, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - Рот Тайп, металлические, V-слот ВІ, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - БИО, металлические, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - БИО, металлические, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - БИО, металлические, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - Александр, металлические, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - Александр, металлические, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - Александр, металлические, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - Опционс, металлические, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - Опционс, металлические, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Мини» («Legend Mini») - Опционс, металлические, с крючком на 3,4 – в наборе 20шт. (вид 236070);

- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - Рот Тайп, металлические, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - Рот Тайп, металлические, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - Рот Тайп, металлические, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») – Экстра Торк, металлические, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») – Экстра Торк, металлические, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - Экстра Торк, металлические, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);



- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - ЭмБиТи, металлические, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - ЭмБиТи, металлические, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - ЭмБиТи, металлические, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - БИО, металлические, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - БИО, металлические, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - БИО, металлические, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - БИО, металлические, V-слот, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - БИО, металлические, V-слот, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - БИО, металлические, БИО, V-слот, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - металлические, V-слот VI, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - металлические, V-слот VI, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - металлические, V-слот VI, с крючком на 3,4,5 – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - Полар, металлические, без крючка – в наборе 20шт. (вид 236070);
- брекеты «Легенд Медиум» («Legend Medium») - Полар, металлические, с крючком на 3 – в наборе 20шт. (вид 236070);

2. Бандажные кольца:

- на первые моляры «Щур-Снап» («Sure-Snap» molar bands): Стартовый, верхняя челюсть – в наборе 50шт. (вид236140);
- на первые моляры «Щур-Снап» («Sure-Snap» molar bands): Стартовый, нижняя челюсть – в наборе 50шт. (вид236140);
- на первые моляры «Щур-Снап» («Sure-Snap» molar bands): Интро, верхняя челюсть – в наборе 100шт. (вид236140);
- на первые моляры «Щур-Снап» («Sure-Snap» molar bands): Интро, нижняя челюсть – в наборе 100шт. (вид236140);
- на первые моляры «Щур-Снап» («Sure-Snap» molar bands): Стандартный, верхняя челюсть – в наборе 200шт. (вид236140);
- на первые моляры «Щур-Снап» («Sure-Snap» molar bands): Стандартный, нижняя челюсть – в наборе 200шт. (вид236140);
- на первые моляры «Щур-Снап» («Sure-Snap» molar bands): Мастер, верхняя челюсть – в наборе 400шт. (вид236140);
- на первые моляры «Щур-Снап» («Sure-Snap» molar bands): Мастер, нижняя челюсть – в наборе 400шт. (вид236140);
- на первые моляры «А-фит» («A-fit» molar bands): Стартовый, верхняя челюсть – в наборе 50шт. (вид236140);
- на первые моляры «А-фит» («A-fit» molar bands): Стартовый, нижняя челюсть – в наборе 50шт. (вид236140);
- на первые моляры «А-фит» («A-fit» molar bands): Интро, верхняя челюсть – в наборе 100шт. (вид236140);
- на первые моляры «А-фит» («A-fit» molar bands): Интро, нижняя челюсть – в наборе 100шт. (вид236140);
- на первые моляры «А-фит» («A-fit» molar bands): Стандартный, верхняя челюсть – в наборе 200шт. (вид236140);
- на первые моляры «А-фит» («A-fit» molar bands): Стандартный, нижняя челюсть – в наборе 200шт. (вид236140);
- на первые моляры «А-фит» («A-fit» molar bands): Мастер, верхняя челюсть – в наборе 400шт. (вид236140);
- на первые моляры «А-фит» («A-fit» molar bands): Мастер, нижняя челюсть – в наборе 400шт. (вид236140);



- брекет «Легаси Мини» («Legacy Mini») - Рот Тайп, металлический, нижняя челюсть, со специальным крючком (вид 236070);
- брекет «Легаси Мини» («Legacy Mini») - Рот Тайп, со смещенным основанием, металлический, верхняя челюсть, без крючка (вид 236070);
- брекет «Легаси Мини» («Legacy Mini») - Рот Тайп, со смещенным основанием, металлический, нижняя челюсть, без крючка (вид 236070);
- брекет «Легаси Мини» («Legacy Mini») - Рот Тайп, со смещенным основанием, металлический, верхняя челюсть, с крючком (вид 236070);
- брекет «Легаси Мини» («Legacy Mini») - Рот Тайп, со смещенным основанием, металлический, нижняя челюсть, с крючком (вид 236070);
- брекет «Стандарт Эджуайс Твин» («Standard Edgewise Twin») – металлический, центральный, для верхней челюсти (вид 236070);
- брекет «Стандарт Эджуайс Твин» («Standard Edgewise Twin») - металлический, латеральный, для верхней челюсти (вид 236070);
- брекет «Стандарт Эджуайс Твин» («Standard Edgewise Twin») - металлический, клыковой, без крючка, для верхней и нижней челюстей (вид 236070);
- брекет «Стандарт Эджуайс Твин» («Standard Edgewise Twin») - металлический, клыковой, с крючком, для верхней и нижней челюстей (вид 236070);
- брекет «Стандарт Эджуайс Твин» («Standard Edgewise Twin») - металлический, премолярный, для верхней и нижней челюстей (вид 236070);
- брекет «Стандарт Эджуайс Твин» («Standard Edgewise Twin») - металлический, молярный, для верхней и нижней челюстей (вид 236070);
- брекет «Стандарт Эджуайс Твин» («Standard Edgewise Twin») - металлический, резцовый, для нижней челюсти (вид 236070);
- брекет «Стандарт Эджуайс Твин» («Standard Edgewise Twin») - металлический, премолярный, для нижней челюсти (вид 236070);
- брекет «Стандарт Эджуайс Сингл» («Standard Edgewise Single») - металлический, центральный (вид 236070);
- брекет «Стандарт Эджуайс Сингл» («Standard Edgewise Single») - металлический, латеральный (вид 236070);
- брекет «Стандарт Эджуайс Сингл» («Standard Edgewise Single») - металлический, клыковой (вид 236070);
- брекет «Стандарт Эджуайс Сингл» («Standard Edgewise Single») - металлический, премолярный (вид 236070);
- брекет «Стандарт Эджуайс Сингл» («Standard Edgewise Single») - металлический, резцовый для нижней челюсти (вид 236070);

2. Ортодонтические дуги:

- дуга «Инишиаллой» («Initialloy») - круглого сечения, маленькой силы, для верхней челюсти (вид 236310);
- дуга «Инишиаллой» («Initialloy») - круглого сечения, маленькой силы, для нижней челюсти (вид 236310);
- дуга «Инишиаллой» («Initialloy») - круглого сечения, средней силы, для верхней челюсти (вид 236310);
- дуга «Инишиаллой» («Initialloy») - круглого сечения, средней силы, для нижней челюсти (вид 236310);
- дуга «Инишиаллой» («Initialloy») - круглого сечения, средней силы, с V изгибом, для верхней челюсти (вид 236310);
- дуга «Инишиаллой» («Initialloy») - круглого сечения, средней силы, с V изгибом, для нижней челюсти (вид 236310);
- дуга «Инишиаллой» («Initialloy») - круглого сечения, большой силы, для верхней челюсти (вид 236310);
- дуга «Инишиаллой» («Initialloy») - круглого сечения, большой силы, для нижней челюсти (вид 236310);
- дуга «Био Эдж» («Bio Edge») - прямоугольного сечения, 80 гр. для верхней челюсти (вид 236310);
- дуга «Био Эдж» («Bio Edge») - прямоугольного сечения, 80 гр. для нижней челюсти (вид 236310);
- дуга «Био Эдж» («Bio Edge») - прямоугольного сечения, 100 гр. для верхней челюсти (вид 236310);
- дуга «Био Эдж» («Bio Edge») - прямоугольного сечения, 100 гр. для нижней челюсти (вид 236310);
- дуга «Био Эдж» («Bio Edge») - прямоугольного сечения, 160 гр. для верхней челюсти (вид 236310);
- дуга «Био Эдж» («Bio Edge») - прямоугольного сечения, 160 гр. для нижней челюсти (вид 236310);
- дуга «Био Эдж» («Bio Edge») - прямоугольного сечения, 160 гр. с V изгибом, для верхней челюсти (вид 236310);



- щёчная трубка-замок нижнечелюстная - Рот Тайп, два отверстия, с гингивальным крючком, на сетке, конвертируемая (вид 236080);
- щёчная трубка-замок нижнечелюстная - Экстра Торк, два отверстия, для пайки, конвертируемая (вид 236080);
- щёчная трубка-замок нижнечелюстная - Экстра Торк, два отверстия, на сетке, конвертируемая (вид 236080);
- щёчная трубка-замок нижнечелюстная - Экстра Торк, два отверстия, с расширенной базой, на сетке, конвертируемая (вид 236080);
- щёчная трубка-замок нижнечелюстная - БИО, два отверстия, для пайки, конвертируемая (вид 236080);
- щёчная трубка-замок нижнечелюстная - БИО, два отверстия, на сетке, конвертируемая (вид 236080);
- щёчная трубка-замок нижнечелюстная - Полар, два отверстия, для пайки, конвертируемая (вид 236080);
- щёчная трубка-замок нижнечелюстная - Хилгерс Тайп, два отверстия, для пайки, конвертируемая (вид 236080);
- щёчная трубка-замок нижнечелюстная - Мелсен Тайп, два отверстия, для пайки, конвертируемая (вид 236080);
- щёчная трубка-замок нижнечелюстная - Рот Тайп, два отверстия, для пайки, неконвертируемая (вид 236080);
- щёчная трубка-замок нижнечелюстная - Рот Тайп, два отверстия, на сетке, неконвертируемая (вид 236080);
- щёчная трубка-замок нижнечелюстная - БИО, два отверстия, для пайки, неконвертируемая (вид 236080);
- щёчная трубка-замок нижнечелюстная - БИО, два отверстия, на сетке, неконвертируемая (вид 236080);
- щёчная трубка-замок нижнечелюстная - Рот Тайп, три отверстия, на сетке, конвертируемая (вид 236080);
- щёчная трубка-замок нижнечелюстная - Рот Тайп, три отверстия, на сетке, неконвертируемая (вид 236080);
- щёчная трубка-замок нижнечелюстная - Рот Тайп, три отверстия, для пайки, конвертируемая (вид 236080);
- щёчная трубка-замок нижнечелюстная - Рот Тайп, три отверстия, для пайки, неконвертируемая (вид 236080);

4. Бандажные кольца:

- бандажное кольцо на первые моляры верхней челюсти «Щур-Снап» («Sure-Snap» molar bands) (вид236140);
- бандажное кольцо на первые моляры нижней челюсти «Щур-Снап» («Sure-Snap» molar bands) (вид236140);
- бандажное кольцо на первые моляры верхней челюсти «А-фит» («A-fit» molar bands) (вид236140);
- бандажное кольцо на первые моляры нижней челюсти «А-фит» («A-fit» molar bands) (вид236140);
- бандажное кольцо на вторые моляры верхней челюсти «Щур-Снап» («Sure-Snap» molar bands) (вид236140);
- бандажное кольцо на вторые моляры нижней челюсти «Щур-Снап» («Sure-Snap» molar bands) (вид236140);
- бандажное кольцо на вторые моляры верхней челюсти «А-фит» («A-fit» molar bands) (вид236140);
- бандажное кольцо на вторые моляры нижней челюсти «А-фит» («A-fit» molar bands) (вид236140);
- бандажное кольцо на первые премоляры верхней челюсти «Щур-Снап» («Sure-Snap» molar bands) (вид236140);
- бандажное кольцо на первые премоляры нижней челюсти «Щур-Снап» («Sure-Snap» molar bands) (вид236140);
- бандажное кольцо на вторые премоляры верхней челюсти «Щур-Снап» («Sure-Snap» molar bands) (вид236140);
- бандажное кольцо на вторые премоляры нижней челюсти «Щур-Снап» («Sure-Snap» molar bands) (вид236140);

5. Эластичные тяги:

- цепочка «Джи Си Орто Чейн» («GC Ortho Chain») - эластомерная, маленький шаг (вид 236390);
- цепочка «Джи Си Орто Чейн» («GC Ortho Chain») - эластомерная, средний шаг (вид 236390);
- цепочка «Джи Си Орто Чейн» («GC Ortho Chain») - эластомерная, большой шаг (вид 236390);

6. Внеротовые приспособления:

- лицевая дуга - универсальная, специально короткая (вид236420);
- лицевая дуга - универсальная, короткая (вид 236420);
- лицевая дуга - универсальная, средняя (вид 236420);



- лицевая дуга - 1-й размер, специально короткая (вид 236420);
- лицевая дуга - 2-й размер, специально короткая (вид 236420);
- лицевая дуга - 3-й размер, специально короткая (вид 236420);
- лицевая дуга - 4-й размер, специально короткая (вид 236420);
- лицевая дуга - 5-й размер, специально короткая (вид 236420);
- лицевая дуга - 1-й размер, короткая (вид 236420);
- лицевая дуга - 2-й размер, короткая (вид 236420);
- лицевая дуга - 3-й размер, короткая (вид 236420);
- лицевая дуга - 3,5-й размер, короткая (вид 236420);
- лицевая дуга - 4-й размер, короткая (вид 236420);
- лицевая дуга - 4,5-й размер, короткая (вид 236420);
- лицевая дуга - 5-й размер, короткая (вид 236420);
- лицевая дуга - 6-й размер, короткая (вид 236420);
- лицевая дуга - 3-й размер, средняя (вид 236420);
- лицевая дуга - 4-й размер, средняя (вид 236420);
- лицевая дуга с пластиковым покрытием - универсальная, короткая (вид 236420);
- лицевая дуга с пластиковым покрытием - 3-й размер, короткая (вид 236420);
- лицевая дуга с пластиковым покрытием - 4-й размер, короткая (вид 236420);
- лицевая дуга с пластиковым покрытием - 5-й размер, короткая (вид 236420);
- 7. Внутриротовые принадлежности к приспособлениям:
- пружина «Инишиаллой Стоп Воунд» («Initialloy Stop Wound») - открытая, сверх маленькой силы (вид 236370);
- пружина «Инишиаллой Стоп Воунд» («Initialloy Stop Wound») - открытая, маленькой силы (вид 236370);
- пружина «Инишиаллой Стоп Воунд» («Initialloy Stop Wound») - открытая, средней силы (вид 236370);
- пружина «Инишиаллой Стоп Воунд» («Initialloy Stop Wound») - открытая, большой силы (вид 236370);
- пружина «Инишиаллой» («Initialloy») - открытая, маленькой силы (вид 236370);
- пружина «Инишиаллой» («Initialloy») - открытая, средней силы (вид 236370);
- пружина «Инишиаллой» («Initialloy») - открытая, средней силы, в бобине (вид 236370);
- пружина «Инишиаллой» («Initialloy») - открытая, стандартной силы, в бобине (вид 236370);
- пружина «Инишиаллой» («Initialloy») - закрытая, маленькой силы (вид 236370);
- пружина «Инишиаллой» («Initialloy») - закрытая, средней силы (вид 236370);
- пружина «Инишиаллой» («Initialloy») - закрытая, большой силы (вид 236370);
- пружина «Инишиаллой» («Initialloy») - закрытая, для расширения резцов (вид 236370);
- пружина - открытая, стальная, в бобине (вид 236370);
- пружина - закрытая, стальная, в бобине (вид 236370);
- пружина - ротационная, короткая .011" (вид 236370);
- пружина - ротационная, длинная .011" (вид 236370);
- губной бампер «Натурал 1» («Natural 1») - 0-й размер (вид 236390);
- губной бампер «Натурал 1» («Natural 1») - 1-й размер (вид 236390);
- губной бампер «Натурал 1» («Natural 1») - 2-й размер (вид 236390);
- губной бампер «Натурал 1» («Natural 1») - 3-й размер (вид 236390);
- губной бампер «Натурал 1» («Natural 1») - 4-й размер (вид 236390);
- губной бампер «Натурал 1» («Natural 1») - 5-й размер (вид 236390);
- губной бампер «Натурал 1» («Natural 1») - 6-й размер (вид 236390);
- губной бампер «Натурал 2» («Natural 2») - универсальный (вид 236390);
- губной бампер «Натурал 2» («Natural 2») - 0-й размер (вид 236390);
- губной бампер «Натурал 2» («Natural 2») - 1-й размер (вид 236390);
- губной бампер «Натурал 2» («Natural 2») - 2-й размер (вид 236390);
- губной бампер «Натурал 2» («Natural 2») - 3-й размер (вид 236390);
- губной бампер «Натурал 2» («Natural 2») - 4-й размер (вид 236390);
- губной бампер с нейлоновой защитой - 2-й размер (вид 236390);
- губной бампер с нейлоновой защитой - 3-й размер (вид 236390);
- нёбный бюгель - с мезиальной петлёй, 35-й размер (вид 236390);
- нёбный бюгель - с мезиальной петлёй, 37-й размер (вид 236390);
- нёбный бюгель - с мезиальной петлёй, 39-й размер (вид 236390);
- нёбный бюгель - с мезиальной петлёй, 41-й размер (вид 236390);
- нёбный бюгель - с мезиальной петлёй, 43-й размер (вид 236390);
- нёбный бюгель - с мезиальной петлёй, 45-й размер (вид 236390);
- нёбный бюгель - с мезиальной петлёй, 47-й размер (вид 236390);



- стопор - скользящий, 2мм (вид 236390);
- стопор - скользящий, 3мм (вид 236390);
- лигатура металлическая - преформированная, длинная, .008” (вид236360);
- лигатура металлическая - преформированная, длинная, .009” (вид236360);
- лигатура металлическая - преформированная, длинная, .010” (вид236360);
- лигатура а металлическая - преформированная, длинная, .011” (вид236360);
- лигатура металлическая - преформированная, длинная, .012” (вид236360);
- лигатура металлическая - эстетическая, преформированная, короткая, .012” (вид236360);
- лигатура металлическая - преформированная, короткая, .010” (вид236360);
- лигатура металлическая - преформированная, изогнутая, короткая, .010” (вид236360);
- лигатура металлическая - в бобине, .010” (вид236360);
- лигатура металлическая «Кобаяши» («Kobayashi») - стандартная, .012” (вид236360);
- лигатура металлическая «Кобаяши» («Kobayashi») - стандартная, .014” (вид236360);
- лигатура металлическая «Кобаяши» («Kobayashi») - для - брекет ов «Легенд Мини», .012” (вид236360);
- кнопка - на прямом основании, на сетке (вид 236390);
- кнопка - на изогнутом основании, на сетке (вид 236390);
- кнопка хирургическая - на прямом основании, на сетке (вид 236390);
- кнопка хирургическая - на изогнутом основании, на сетке (вид 236390);
- кнопка лингвальная - маленькая, на прямом основании, для пайки (вид 236390);
- кнопка лингвальная - средняя, на прямом основании, для пайки (вид 236390);
- кнопка лингвальная - средняя, на изогнутом основании, для пайки (вид 236390);
- Планка - на прямом основании, на сетке (вид 236390);
- планка - на изогнутом основании, на сетке (вид 236390);
- планка - ушко, на сетке (вид 236390);
- планка лингвальная - маленькая, для пайки (вид 236390);
- планка лингвальная - средняя, для пайки (вид 236390);
- планка лингвальная - большая, для пайки (вид 236390);
- планка лингвальная - широкая, для пайки (вид 236390);
- змок лингвальный - стандартный, для пайки (вид 236080);
- змок лингвальный - Цетлин Тайп, для пайки (вид 236080);
- змок лингвальный - с левым крючком, для пайки (вид 236080);
- змок лингвальный - с правым крючком, для пайки (вид 236080);
- змок лингвальный - без V стопора, для пайки (вид 236080);
- змок лингвальный - с ротационными крыльями и стопорами, для пайки (вид 236080);
- подкладка посадочная - прямая, для пайки (вид 236390);
- подкладка посадочная - изогнутая, для пайки (вид 236390);

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,

Серийный выпуск, Код ОКПД 2 32.50.22.127, Код ТН ВЭД 9021 10 100 0, 9021 29 000 0, 9018 49 900 0
 сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: GC Orthodontics Europe GmbH (Джи Си Ортодонтикс Юроп ГмбХ)

Адрес: Harkortstrasse 2, 58339 Breckerfeld, Germany (Харкорт штрассе 2, 58339 Бреккерфельд),

Германия

Филиал: Tomy Incorporated

Адрес: Tenko Bldg. 3-16-7 Midoricho, Fuchu City, Tokyo 183-0006 Japan (стр.Тенко 3-16-7 Мидоричо,

Фучу сити, Токио 183-0006) Япония

(наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ 19126-2007 (Раздел 5), ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 8615-2012

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: Сертификата системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № BREES.MS005.06657 от 06.11.2019г. до 06.11.2022г., ОС "СиДжиСи Проект", аттестат аккредитации BREES.MS.31186.04ЖНУ0.005 от 02.04.2019 года до 02.04.2024 года. Регистрационного удостоверения № РЗН 2016/4308 от 28.07.2016 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 13.11.2019



Декларация о соответствии действительна до 12.11.2022

М.П. _____
(подпись)

Пишняк Елена Дмитриевна

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер RA.RU.11АД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД
Контроль"

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

адрес: 127018, РОССИЯ, город Москва, ул. Суцёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-ДЕ.АД37.В.20833/19, от 13.11.2019

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П. _____
Гурьева Вера Михайловна

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

